

В этом случае необходимо выждать около 1 минуты и повторить включение. Если после нескольких включений опять получен положительный результат, это означает наличие этанола в окружающем воздухе или в мундштуке. Необходимо выбрать другое помещение для проведения освидетельствования и сменить мундштук.

Если этанол отсутствует, появляется сообщение:

Содержание Алког
0.000 mg/L

и начинается процедура тестирования. Предлагается ввести фамилию обследуемого, место обследования, государственный номер машины, номер нагрудного знака инспектора, фамилию инспектора, отдел инспектора. Данные вводятся с клавиатуры. Чтобы государственный номер транспортного средства одинаково читался в распечатанном протоколе, на дисплее прибора при просмотре памяти и в базе данных на ПК, буквы, входящие в номер, следует набирать латиницей (латиница набирается после кириллицы). Неправильно введенный знак удаляется нажатием кнопки **С**.

Введенные с клавиатуры место обследования, фамилия инспектора и отдел сохраняются в памяти прибора до тех пор, пока пользователь не введет вместо них новые данные. Государственный номер транспортного средства и номер нагрудного знака инспектора сохраняются в памяти вместе с результатом теста. Если Вы не собираетесь вводить данные в память прибора с клавиатуры, а будете вписывать их в распечатку протокола от руки, можно пропустить пункты меню, требующие заполнения, нажимая кнопку ввода или кнопку перемещения вправо (←) (→).

После этого прибор готовится к отбору пробы, на дисплее появляется сообщение:

Подготовка

, и далее

Дуйте . . .

Ручной Забор

Следует помнить, что в этом варианте заполнения протокола имя обследуемого, место обследования, гос. номер машины, номер нагрудного знака инспектора ГИБДД, имя и отдел инспектора не заносятся в память и не сохраняются.

Обследуемому лицу следует дуть во входное отверстие мундштука до тех пор, пока звучит опорный сигнал. Если расход выдыхаемого воздуха и длительность выдоха не ниже требуемых значений (п. 3.8.), то при этом производится автоматический отбор фиксированного объема воздуха, который поступает на электрохимический датчик для определения содержания этанола. Для обеспечения анализа воздуха из глубины легких проба отбирается в самом конце выдоха.

Анализ отобранной пробы воздуха сопровождается сообщением:

**Идет анализ
Ждите▶▶▶**

По окончании анализа будет предьявлен результат измерения - концентрация этанола (алкоголя) в выдыхаемом воздухе в миллиграммах алкоголя на литр выдыхаемого воздуха (мг/л):

**Содержание Алког
0.049 mg/L**

Для перехода к следующему этапу нажмите кнопку ввода. На экран выводится сообщение:

**Содержание Алког
На печать**

При отказе от печати нажмите кнопку перемещения вправо или просто выключите анализатор. Для вывода на печать нажмите кнопку ввода. Во время печати на экран выводится:

Печатается Ждите

После окончания печати выдается сообщение об окончании процедуры тестирования.

**Тест проведен,
Выключить прибор**

Выключите прибор. С целью экономии заряда аккумуляторов предусмотрена функция автоматического выключения анализатора