

общения «ДУЙТЕ» подают газовую смесь в течение 5-7 секунд и нажимают кнопку ВВОД анализатора,

– после регистрации показаний выключают анализатор путем нажатия на кнопку включения/выключения.

12.2.3.4 По результатам поверки выдается свидетельство о поверке. Проведенные работы по поверке отмечаются в таблице учета технического обслуживания в паспорте прибора.

13. Перечень возможных неисправностей.

Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 4.

Таблица 4.

Возможная Неисправность	Вероятная причина	Способ устранения
1. Анализатор не включается при нажатии на кнопку включения /выключения	а) отсутствие элементов питания б) низкое напряжение на элементах питания в) анализатор выключился автоматически и вошел в режим пониженного энергопотребления. г) неисправна кнопка включения/выключения	а) установите заряженные элементы питания б) замените элементы питания в) отождимте кнопку включения/ выключения, подождите 15 секунд и нажмите кнопку включения/ выключения. г) отправьте в сервисный центр
2. Прибор не продувается (нет опорного звукового сигнала; не появляется сообщение «Идет анализ»)	а) производственный брак мундштука - отсутствует отверстие в патрубке, к датчику давления. б) неисправна система отбора пробы	а) смените мундштук б) отправьте в сервисный центр

<p>3. Не происходит отбор пробы в процессе выдоха; появляется сообщение «Выдох прерван»</p>	<p>а) параметры выдоха ниже требуемых (см. п. 3.8) б) производственный брак мундштука в) неисправна система отбора пробы</p>	<p>а) постарайтесь сделать правильный выдох б) смените мундштук в) отправьте в сервисный центр</p>
<p>4. В протоколе теста распечатывается бледный текст</p>	<p>а) низкое напряжение на элементах питания б) плохой прижим бумаги прижимным резиновым валиком принтера. в) неисправен принтер</p>	<p>а) замените элементы питания; подайте на прибор питание от бортовой сети или от сети 220 В б) убедитесь, что прижимной валик чистый; при необходимости очистите его; плотно закройте крышку принтера. в) отправьте в сервисный центр</p>
<p>5. Не распечатывается протокол теста</p>	<p>а) в меню «Устан» установлено 0 копий б) неисправен принтер</p>	<p>а) задайте необходимое количество копий по п.7.2.2 б) отправьте в сервисный центр</p>

Сервисный центр, куда следует обращаться, в том числе, при появлении других неисправностей: ООО «Синтез СПб» тел. (812) 456-22-96, sintez@alcotest.ru, www.alcotest.ru

14. Транспортировка и хранение.

14.1. Анализаторы транспортируются в транспортной таре предприятия- дистрибьютора в крытых транспортных средствах.

14.2. Хранение анализаторов должно проводиться в закрытых отапливаемых помещениях.